

触媒反応装置

BEL-REA



検出器との協調制御で全自動測定
蒸気導入や高圧反応にも対応
ご要望に応じてカスタマイズいたします

BEL
BEL JAPAN, INC.



コンピューターを使用した全自動ガス・蒸気導入システムです。
パラメーターを入力するだけで、任意の条件でガスや蒸気を導入できます。また
パルス計量管を備え、濃度・圧力・温度から導入量が自動計算・表示されます。
外部検出器へのトリガー出力、検出結果のアナログ入力に対応していますので、
お手持ちの反応器やGC、IRなどに接続してご使用下さい。

大100℃
: 150℃

- デジタル出力 [A接点] : 2ヶ
- アナログ入力 [0-10V] : 2ヶ
- 安全警報 : 2ヶ